



ELECTRODOS DE AGUJA SUBDÉRMICOS

Registro fiable y de confianza
de las respuestas de EMG
durante la cirugía

- ✓ Código de colores para su mejor comprensión
- ✓ Se presentan en sets quirúrgicos para mejorar la eficiencia
- ✓ Adecuadas para usar en cualquier monitor multicanal
- ✓ Aguja subdérmica de 14 mm
- ✓ Agujas desechables por pares con cables entrelazados con conexión al pre-amplificador para mayor comodidad

Los electrodos de aguja subdérmicos de Neurosign® están diseñados para recoger señales de EMG de los músculos. Cuando se usan con el nuevo Neurosign® V4, el código de colores facilita la conexión a los canales de la pantalla.



Contacta con tu distribuidor
autorizado Neurosign para
más información.

www.asfgestion.com
www.neurosignsurgical.com



ELECTRODOS DE AGUJA SUBDÉRMICOS

Set de electrodos 4 canales P/N 4470-00

El set quirúrgico de electrodos para 4 canales contiene todos los electrodos de aguja necesarios para monitorizar en una cirugía de 4 canales, incluyendo el electrodo de referencia (verde) y el electrodo de retorno (blanco) para las sondas de estimulación.

El set incluye:

- Un par entrelazado de electrodos azules (Ch1)
- Un par entrelazado de electrodos rojos (Ch2)
- Un par entrelazado de electrodos morados (Ch3)
- Un par entrelazado de electrodos naranjas (Ch4)
- Un electrodo de referencia verde
- Un electrodo de retorno blanco

En el Neuromonitor Intraoperatorio Neurosign® V4 el código de colores de los electrodos de aguja corresponden con los del cabezal del estimulador y con los canales EMG mostrados en la pantalla.




Set de electrodos 2 canales P/N 4469-0

El set quirúrgico de electrodos para 2 canales contiene todos los electrodos de aguja necesarios para monitorizar en una cirugía de 2 canales, incluyendo el electrodo de referencia (verde) y el electrodo de retorno (blanco) para las sondas de estimulación.

El set incluye:

- Un par entrelazado de electrodos azules (Ch1)
- Un par entrelazado de electrodos rojos (Ch2)
- Un electrodo de referencia verde
- Un electrodo de retorno blanco

En el Neuromonitor Intraoperatorio Neurosign® V4 el código de colores de los electrodos de aguja corresponden con los del cabezal del estimulador y con los canales EMG mostrados en la pantalla.



NMK1704-02

© 2017, The Magstim Company Limited. Magstim and Neurosign® are registered trademarks of The Magstim Company Limited. All specifications are subject to change. The information contained within this document is accurate at the time of publication.



Technomed
Amerikalaan 71, 6199 AE Maastricht-Airport, The Netherlands

 **NEUROSIGN®**
www.neurosignsurgical.com